

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMAKAIAN FILM BADGE		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/12/SPO/RAD/2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Film badge adalah suatu alat monitoring radiasi yang berupa emulsi film yang dapat memantau dosis radiasi yang diterima petugas radiologi dalam satu bulan		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas radiologi dalam menggunakan film badge		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakailah TLD badge pada saat akan mulai bekerja di medan radiasi 2. Gantungkan holder TLD badge dengan pada baju di bagian depan tubuh area dada (antara leher dan pinggang). 3. Posisi holder "back" menempel pada baju (tubuh). 4. Posisi pemasangan tidak boleh terbalik 5. Letakkan holder film badge dibelakang apron jika memakai apron 6. Lepaskan kembali holder film badge, dan letakan pada tempat penyimpanan jika sudah selesai bekerja 7. Gunakan TLD badge hanya untuk satu tempat kerja saja, jangan gunakan pada tempat kerja yang lain 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		